

CHARISMA®

Diamond



Charisma® Diamond

Descubre la próxima dimensión de belleza natural.

- » **La química de Charisma® Diamond:** Su matriz patentada, su sistema de relleno nano-híbrido y sus excelentes propiedades mecánicas, dan como resultado estética, durabilidad y manejo mejorados.
- » **La versatilidad de Charisma® Diamond:** Su técnica de estratificación y su inmejorable adaptación de color representan ventajas estéticas distintivas y garantizan márgenes virtualmente invisibles.
- » **La manejabilidad de Charisma® Diamond:** Este composite cuenta con un tiempo de trabajo extendido y una eficiencia óptima durante el modelado. Sus partículas de nanorelleno ultra-finas facilitan el pulido, obteniendo un resultado comparable con el esmalte natural del diente.

Salud bucal en las mejores manos.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Charisma® Diamond – Descubre la máxima dimensión de belleza natural.

Después de años de investigación, Kulzer se enorgullece de tener en su gama de composites a Charisma® Diamond, la máxima dimensión en belleza natural. Expandiendo las fronteras de estética, calidad y desempeño, Charisma® Diamond permite lograr restauraciones con aspecto perfectamente natural.

Descubre la técnica de estratificación de Charisma® Diamond con sus ventajas estéticas, gracias a su extraordinario efecto de adaptación de color. Con sus 3 distintas opacidades puede replicarse la anatomía y apariencia de los dientes naturales de manera perfecta.



Fuente: Kulzer R&D, Wehrheim, Alemania. No publicado. Datos en archivo.

Triciclodecano - Monómero reticulante especial para baja contracción.

- Núcleo rígido.** Prevención de movimientos de vibración para lograr una mayor densidad de moléculas, resultando en menor contracción.
- Cadenas laterales.** Tamaño optimizado para una elasticidad mejorada y un estrés de contracción mínimo, resultando en una reducción de brechas marginales.
- Estructura de uretano.** Mayor reactividad resultando en una mejor tasa de conversión de enlaces dobles, causando así aumentos en el desempeño mecánico y la biocompatibilidad.

¡No contiene BisGMA!



Fuente: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Universidad de Mainz, Alemania



Fuente: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Universidad de Mainz, Alemania

Charisma® Diamond cuenta con una contracción y un estrés por contracción mínimos. Además, posee una alta resistencia y una dureza superficial optimizada. Su composición química permite lograr un pulido al alto brillo duradero de manera fácil y rápida. Charisma® Diamond cuenta con 21 tonos distintos que te permiten tener un amplio rango para poder satisfacer las necesidades estéticas de cada caso con una técnica de estratificación específica.



- Dentina opaca.** Replica la opacidad de la dentina
- Tono universal.** Con una traslucidez media. Puede usarse como única capa o en combinación con los demás
- Incisal opalescente.** Con efectos intrínsecos de opalescencia para obtener resultados de alta estética
- Incisal traslúcido.** Alta traslucidez para el terminado perfecto

Charisma® Diamond se adapta automáticamente al color de la sustancia dentaria adyacente, resultando en restauraciones con aspecto 100% natural.



Código:	Artículo:	Contenido:
66043863	Charisma® Diamond Syringe Intro Kit	3 x 4g Charisma Diamond, Colorímetro
66043864	Charisma® Diamond Syringe Basic Kit	6 x 4g Charisma Diamond
66043881	Charisma® Diamond Syringe Master Kit	10 x 4g Charisma Diamond, 1 x 4 ml GLUMA 2Bond, 2 x 2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, Accesorios
	Charisma® Diamond Syringe	1 X 4g (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OL, OM, OD, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO)

Kulzer México S.A. de C.V.
 Tel. (55) 5531-5549
 Homer 527 int. 301-302
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
 CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
 twitter: @kulzermexico
 facebook: KulzerMexico
 youtube: kulzer latinoamerica
 contacto-hkmx@kulzer-dental.com